



Ficha técnica



DAR CLICK PARA VER IMAGEN

Utilizado en laboratorios de tratamientos de aguas, para determinar concentraciones de coagulante.

Cuenta con eliminador de baterías para conectar a 120VCA a 12VCD y adaptador para encendedor de auto para uso en campo, se puede colocar a batería externa de 12VCD.

Iluminación central para visualizar muestra.

Barras de acero inoxidable que se pueden colocar a diferentes alturas aun cuando se esta agitando.

El gabinete es fabricado en acero galvanizado con recubrimiento epoxico.

Cuenta con timer de 99 horas 59 min.

Sistema de transmisión que permite la agitación uniforme en todas las muestras. La transmisión del mecanismo es con banda dentada lo que hace el mecanismo suave, sin ruidos Y uniforme.

Datos técnicos

Modelo	PJP-4
Velocidad de Agitación	220 R.P.M.
Voltaje	12 VCD